

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
PAS DO ELEKTROSTYMULACJI ABDO ENRG TNT**



Specyfikacja techniczna:

Moc: 9W

Napięcie wyjściowe: 3V DC

Prąd wyjściowy: 30 mA

Częstotliwość impulsu elektrycznego: 1-1000 Hz

Długość impulsu elektrycznego: 20-400 mikrosekund

Zestaw zawiera:

- pas,
- pilot,
- kabel,
- 3 elektrody,
- torba.

Instrukcja obsługi:

1. Umieścić w pilocie 2 baterie AAA LR03 (dołączone do zestawu).
2. Podłączyć małą wtyczkę kabla do pilota i dużą do złącza taśmy.
3. Usunąć folię ochronną żółtej części plastrów do elektrostymulacji.
4. Usunąć folię ochronną znajdującą się po czarnej stronie silikonu.
5. Umieścić kwadratową elektrodę na środku brzucha, dwie prostokątne elektrody umieścić po bokach. Podczas nakładania pasa na elektrody należy pamiętać aby miły one styczność z metalowymi punktami znajdującymi się na pasie. Ważne! Elektrody należy nakładać zgodnie z obwodem w pasie: M-L: talia 68-82 cm, XL: talii 84-102 cm, XXL: talii 84-102 cm.
6. Włączyć pas za pomocą przycisku ON/OFF.
7. Tryb pracy urządzenia wybierany jest za pomocą strzałek na pilocie.
8. Zwiększanie/zmniejszanie intensywności należy nacisnąć przycisk + lub -.
9. Wyłączanie urządzenie przycisk ON/OFF.

Uwagi:

1. Elektrody muszą mieć styczność z metalowymi punktami w przeciwnym razie pas nie będzie przesyłać impulsów.
2. Elektrody muszą znajdować się w kontakcie ze skórą.
3. Przed użyciem elektrod oczyścić skórę.
4. Jeżeli pas nie jest wystarczająco długi, można go przedłużyć o dodatkowy pas, który dołączony jest do zestawu.
5. Urządzenia nie wolno używać nie dłużej niż 30 minut. Przed kolejnym użyciem należy odczekać minimum 60 minut.
6. Chronić elektrody przed zabrudzeniem, poprzez nałożenie folii ochronnej na elektrody.
7. Nie zanurzać elektrod w cieczach.
8. Urządzenie przechowywać z daleka od ognia.